Campanha novembro 2026

B|BRAUN

Soluções inteligentes e seguras



Stabimed® Ultra

Novidade

Stabimed® Ultra é um produto isento de aldeídos apropriado para a limpeza e desinfecção manual de dispositivos médicos termorresistente e termossencíveis.
Especialmente consebido para a desinfecção terminal de endoscópios flecíveis.
O Stabimed ultra é também apropriado para o tratamento manual de dispositivos médicos antes do reprocessamento automático.



O Stabimed® ultra diferencia-se de produtos que contém gluteraldeído por não ser fixador de proteína. O ingrediente ativo tem propriedades de limpeza comparáveis às dos fenóis e é biodegradável.

O seu sistema sofisticado de inibição de corrosão aliado a um ph quase neutro permite o reprocessamento de endoscópios de aço inxodável rígido e outros equipamentos médicos através de uma breve imersão na solução Stabimed® ultra.

Características do **Stabimed® Ultra**

- Isento de aldeídos, QAC e fenol
- Elevada compatibilidade com materiais devido ao ph neutro
- Agente ativo altamente eficaz à base de ácido peracético
- Excelente capacidade de limpeza
- Granulado sem libertação de pó
- Edequado para instrumentos invasivos e não invasivos, especialmente para endoscópios flexíveis
- Bactericida, fungicida, micobactericida, virucida e esporicida

Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
180386	Stabimed® Ultra 1,5 kg	Un.	58,33 €	38,88 €

Desinfeção de Instrumentos

Helizyme® - Desinfetante enzimático de instrumentos cirúrgicos



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
18557	Helizyme® frasco oval 1000ml	Cx. 10	33,48 €	18,60 €
18767	Helizyme® Canister 5LT	Un.	151,35 €	84,08 €

Stabimed® Fresh– Limpeza e desinfeção de instrumentos cirúrgicos



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
19689	Stabimed® fresh 1000ml	Cx. 10	38,60 €	21,44 €

Antissepsia das Mãos e Pele

Lifo-Scrub® *- Solução de digluconato de clorohexidina 4% para desinfeção higiénica e cirúrgica



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
18648	Lifo-Scrub® frasco 500ml	Cx. 20	13,61 €	7,56 €

Softaskin® - Loção para lavagem higiénica das mãos



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
180214	Softaskin® frasco 500ml	Cx. 20	6,50 €	3,61 €

Promanum®Pure * - Solução alcoólica para desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
19930	Promanum® Pure frasco 500ml	Cx. 20	9,44 €	5,24 €

Clorhexidina 2% Solução alcoólica corada* 500ml - Solução à base de álcool e clorohexidina para desinfeção pré-operatória da pele, bem como antes de injeções e punções venosas



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
19639	Clorhexidina 2% Solução alcoólica corada 500ml	Cx. 20	14,45 €	9,63 €

*Utilize os produtos Lifo-Scrub®, Promanum® pure e Clorhexidina 2% Solução Alcoólica Corada com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.

Desinfeção grandes superfícies

Hexaquart® Ultra – Concentrado para desinfeção de alto nível (testado contra Parvovírus)



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
19943	Hexaquart® Ultra Bucket "EU" 900gr	Cx. 4	102,08 €	56,71 €

Hexaquart® Pure – Concentrado desinfetante isento de aldeídos para superfícies e chão



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
19943	Hexaquart® Pure BIDON 5LT	Un.	115,44 €	64,13 €

Meliseptol® Rapid – Desinfetante pronto a utilizar para superfícies resistentes ao álcool



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
18567	Meliseptol Rapid Bidon „West" 5lLT	Un.	64,51 €	35,84 €

Dispensadores de toalhetes

Dispensador de toalhetes reutilizável e toalhetes tecido não tecido secos para desinfetantes



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
19726	Toalhetes B. Braun ECO	Cx. 6	19,46 €	10,81 €
19873	Dispensador Toalhetes B. Braun	Cx. 4	45,26 €	25,14 €

Dispensador de toalhetes descartável com toalhetes tecido não tecido para desinfetantes



Código	Descrição	Apre.	Preço (Un.)	Preço Especial (Unidade)
180357	Wipes Basic Bag	Cx. 6	20,71 €	11,50 €

Nota: Esta campanha anula e substitui todas as anteriores.

Esta campanha é válida até 30 de novembro ou até final de stock, e salvo erro tipográfico. Obs: IVA não incluído.
Caso não pretenda continuar a receber este tipo de informação, agradecemos que informe a B. Braun pela mesma via.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda
Est. Consiglieri Pedroso, 80 I Queluz de Baixo
vetcare.bbmp@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.pt
Contribuinte nº 501506543 I Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 I novembro 2026 | CAMV417VR1026